

***Dispensador de Volumen Variable “Zippette 5”.***  
***Marca: Jencons. Origen: Inglaterra.***  
***Código: 263001***

- **Con certificado de calibración según número de serie.**

**Modelo:**

- Capacidad de 0,1ml a 5ml.
- Posee un incremento de 0,1ml.
- Posee una exactitud de  $\pm 0,3$ .
- Precisión de  $<0,1$  % CV.

**Características:**

- De gran precisión y repetitividad y diseñadas para una dispensación segura.
- Válvula de seguridad anti goteo útil frente a una dispensación accidental.
- Válvula de recirculación, evita la fuga accidental del líquido entre dispensaciones.
- Cabezal giratorio en 360° para una cómoda manipulación.
- Pistón en PTFE de suave acción fácilmente desmontable para su limpieza e integrado en cilindro de vidrio boro silicato y protegido por una manga en PP transparente, permite la inspección del líquido antes de su dispensación.
- Cánula de descarga en FEP acodada a 90° para una dispensación segura en matraces de cuello estrecho. Tubo de aspiración en PTFE.
- Totalmente autoclavables a 121°C, 2 bar, excepto cabezal digital.
- Todas las partes en contacto con el líquido son químicamente resistentes. No obstante no son aptos para líquidos que no sean compatibles con PTFE, PVDE, FEP, vidrio boro silicato, cerámica de aluminio o platino-iridio, ni para la dispensación de ácido hidrófluorico, ni líquidos con partículas sólidas.
- Dispensación libre de burbujas.
- Selección del volumen por fijación del cursor en la escala graduada con tope de bloqueo adicional.
- Aspiración y dispensación por desplazamiento manual ascendente y descendente del pistón.
- Calibración por dispositivo superior de ajuste fino que permite una mejor reproducibilidad en ensayos repetitivos o en medio de diferentes viscosidades.

**Accesorios no incluidos.**

- Frascos en vidrio boro silicato color ámbar absorbente hasta 500mm con orificio de llenado lateral. Diseño anti vuelco de gran estabilidad.  
Frascos de 1,4 litros de capacidad  
Frascos de 2,5 litros de capacidad.

**Equipo.**

